

Unloader One® OTS

Unloader One es el rediseño más importante que ha sufrido el concepto Unloader desde su concepción. Con sólo la mitad de peso que el Unloader original, Unloader One combina una vertical estilizada y flexible con cinchas Dual Dynamic Force Straps para generar más nivelación de descarga que cualquier otro Unloader hasta la fecha. Las cinchas Dual Dynamic Force Straps generan más nivelación de descarga, el sistema gradual Dynamic Force Control System permite autodosificar en cualquier momento y los reposos recubiertos con tecnología de silicona Sensil® de Össur impiden la migración. Las carcasas flexibles y perforadas se adaptan fácilmente a la anatomía del paciente, posibilitando que Unloader One OTS ofrezca un encaje excelente tal y como se presenta de fábrica.



INDICACIONES DE USO

Osteoartrosis unicompartimental de grado leve a severo.

Dolencias unicompartimentales de la rodilla que requieren reducción de la carga, como puede ser la reparación de defectos en el cartílago, reparación del cartílago del menisco, necrosis vascular o fractura de la meseta tibial.

Todos los niveles de actividad.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Las cinchas Dual Dynamic Force Straps aumentan la capacidad de descarga y evitan que el soporte gire sobre la pierna.

El sistema gradual Dual Dynamic Force Control System permite que el usuario lo ajuste él mismo y sin herramientas, para un manejo del dolor más sencillo.

Hebillas de ajuste rápido con brazos de nivelación que permiten una colocación y retirada sencillas sin necesidad de molestos ajustes de cinchas.

Reposos transpirables con la tecnología de silicona Sensil® de Össur sobre una base de material Aerospace que impide la migración.

Vertical flexible y de perfil bajo que se adapta al contorno de la anatomía del paciente y permite usarlo debajo de la ropa.

Cinchas de cierre rápido para retirada y sustitución sin herramientas.

El bastidor ligero está perforado para proporcionar flexibilidad y ventilación.

MEDIDAS NECESARIAS

Medida de contorno: 15 cm por debajo del centro de la rótula.



Unloader One® OTS

Información del número de pieza

| Unloader One OTS | | Bisagra medial* | | Bisagra lateral* | |
|------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|
| Talla | Contorno | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha |
| S | 31 - 35.5cm | B-240611712 | B-240511712 | B-240621712 | B-240521712 |
| M | 35.5 - 42.5cm | B-240611713 | B-240511713 | B-240621713 | B-240521713 |
| L | 42.5 - 51cm | B-240611714 | B-240511714 | B-240621714 | B-240521714 |
| XL | 51 - 61.5cm | B-240611715 | B-240511715 | B-240621715 | B-240521715 |

*La bisagra se debe colocar en el lado afectado

Accesorios y opciones

| Talla | Reposos de silicona | | Derecha Medial/Izquierda Lateral | |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | Derecha Lateral/Izquierda Medial | Derecha Medial/Izquierda Lateral | Femur | Tibia |
| S | B-409800322 | B-409800312 | B-409700322 | B-409700312 |
| M | B-409800323 | B-409800313 | B-409700323 | B-409700313 |
| L | B-409800324 | B-409800314 | B-409700324 | B-409700314 |
| XL | B-409800325 | B-409800315 | B-409700325 | B-409700315 |

Borde antideslizante tibia

| Talla | Derecha Medial/Izquierda Lateral | Derecha Lateral/Izquierda Medial |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| S | B-409710312 | B-409810312 |
| M | B-409710313 | B-409810313 |
| L | B-409710314 | B-409810314 |
| XL | B-409710315 | B-409810315 |

| Descripción | Referencia |
|-------------------------------|-------------|
| Cinchas y almohadillas | |
| Kit cincha y almohadillas | B-701120007 |
| Kit cincha y cierre hebilla | B-701120008 |
| Kit cincha | B-701120005 |
| Kit almohadillas 1/16in | B-702120003 |
| Kit almohadillas 1/4in | B-702120004 |
| Otros accesorios | |
| Kit cierre hebilla | B-708120002 |
| Kit retén extensión univ. | B-301040046 |