

Unloader® XT



INDICACIONES DE USO

Osteoartrosis unicompartmental de grado leve a severo.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Resistentes carcasas semiflexibles moldeadas a la medida, que se adaptan a los cambios de forma de la pierna, con una rigidez suficiente para contener el tejido mientras se aplica fuerza a la rodilla.

La bisagra patentada Adjustable Dynamic Joint™ (ADJ) de acero de alto carbono es suficientemente fuerte como para descargar la presión del compartimento de la rodilla.

Los ajustes son fáciles de realizar.

Sistema DFS patentado que permite un mejor ajuste de la descarga y proporciona control de la rotación en caso de inestabilidad.

MEDIDAS NECESARIAS

Fabricado a medida.

Información del número de pieza

Unloader XT

| Descripción | Referencia |
|-------------|------------|
| Unloader XT | B-061000 |

Para realizar un pedido, rellene el formulario y confeccione un molde negativo.