

Collarín cervical Miami J®

Declarado como uno de los mejores inmovilizadores de la zona cervical en diversos estudios independientes, el diseño patentado del collarín Miami J satisface las necesidades específicas de todos aquellos que sufren una lesión cervical. Miami J ofrece prestaciones que mejoran el cumplimiento de la terapia y ayudan a reducir el tiempo de recuperación, al mismo tiempo que aseguran la inmovilización, previenen las lesiones en la piel y la máxima comodidad del paciente.



INDICACIONES DE USO

Tras traumatismos	AR y OA de la zona cervical
Fracturas cervicales estables	Hernia de disco cervical
Espondilitis cervicales	Postoperatorio
Espondilosis cervicales	Esclerosis Lateral Amiotrófica

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Las almohadillas Sorbatex™ antibacterianas han demostrado clínicamente que inhiben el crecimiento microbiano, mejoran la comodidad y ayudan a que el cliente cumpla la terapia.

Bioingeniería para minimizar los puntos de presión en zonas clave conocidas: barbilla, zona occipital, trapecio y clavícula.

Botones de ajuste de comodidad para la zona occipital y la mandíbula, almohadilla extraíble para el esternón para tragar y posición supina.

MEDIDAS NECESARIAS

La talla se determina en función de 6 fenotipos para garantizar un ajuste correcto y una inmovilización óptima.









Collarín cervical Miami J®

La talla

Tallas especiales: el 40% de la población

Tallas estándares: el 60% de la población

<p>200 S Súper Corto 10%</p> <p>¿Tiene el cuello cifótico su paciente?</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Cifótico • Barbilla sobre el pecho • Geriátrico • Osteoporosis • Espondilartrosis anquilosante 	<p>200 L Corpulento 15%</p> <p>¿Tiene el contorno del cuello muy ancho su paciente?</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Contorno del cuello muy grande • Obesidad • "No tiene cuello" • Hombros anchos 	<p>250 XS 5%</p> <p>¿Tiene el cuello muy corto y delgado su paciente?</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Cuello muy corto y delgado • Principalmente mujeres • Poco común 	<p>500 L 10%</p> <p>¿Tiene el cuello largo y alto su paciente?</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Cuello largo y grande • "Cuello de cisne" • Mujeres jóvenes • Adolescentes 	<p>400 M 30%</p> <p>¿Es mujer su paciente?</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Mujeres • Talla estándar para mujeres maduras • Hombres maduros y delgados 	<p>300 S 30%</p> <p>Otros adultos</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Talla estándar para hombres maduros • Mujeres corpulentas
--	--	---	---	--	---

El sistema de tallas según la morfología facilita la elección de la talla, mientras reduce drásticamente el margen de error a la hora de colocar el collarín en el paciente. Para una inmovilización máxima, cada collarín consta de 2 piezas (frontal y posterior) especialmente concebidas para funcionar juntas.

Información del número de pieza

Collarín cervical Miami J

Talla	Juego de collarín	Collarín	Trasera collarín	Frontal collarín
Súper Corto	MJR-200S	MJ-200S	MJ-400BK	MJ-200SFRT
Corpulento	MJR-200L	MJ-200L	MJ-200LBK	MJ-200LFRT
XS	MJR-250	MJ-250	MJ-250BK	MJ-250FRT
S	MJR-300	MJ-300	MJ-300BK	MJ-300FRT
M	MJR-400	MJ-400	MJ-400BK	MJ-400FRT
L	MJR-500	MJ-500	MJ-500BK	MJ-500FRT

Nota: los juegos de collarín incluyen un juego adicional de almohadillas de repuesto. Los paneles traseros y frontales de Miami J se pueden intercambiar para adaptarse a la anatomía del paciente, por ejemplo se puede utilizar un frontal pequeño con una parte trasera grande. Elija el tamaño del collarín en función de la altura del cuello del paciente, no de su tamaño corporal. Los collarines Súper Cortos se entregan con paneles traseros medianos.

Accesorios y opciones

Almohadillas de repuesto

Talla	Referencia
Súper Corto	MJP-100
Corpulento	MJP-200L
XS	MJP-250
S	MJP-100
M	MJP-100
L	MJP-100