

Collarín para traqueotomía Philadelphia®



INDICACIONES DE USO

Tras traumatismos	Hernia de disco cervical
Espondilitis cervicales	Postoperatorio
Espondilosis cervicales	Esclerosis Lateral Amiotrófica
AR y OA de la zona cervical	

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Espuma Plastazote® sin látex, no tóxica e hipoalergénica que reduce la irritación cutánea.

Soporte total del arco cervical que mantiene la alineación natural de la zona.

Resistente al agua para poder bañarse y realizar terapia en el agua.

MEDIDAS NECESARIAS

Contorno del cuello y altura de la barbilla al hombro.

Información del número de pieza

Talla	Contorno del cuello	6cm de altura	8cm de altura	11cm de altura	13cm de altura
XS	< 25cm	PHP-T2XS			
S	25 - 33cm	PHP-T2S	PHP-T3S	PHP-T4S	PHP-T5S
M	33 - 41cm	PHP-T2M	PHP-T3M	PHP-T4M	PHP-T5M
L	41 - 48cm	PHP-T2L	PHP-T3L	PHP-T4L	PHP-T5L
XL	48cm >	PHP-T2XL	PHP-T3XL	PHP-T4XL	PHP-T5XL

Talla	Contorno del cuello	Referencia
Bebé	15 - 20cm	PHP-TI
Pediátrico	20 - 28cm	PHP-TP

Accesorios y opciones

Funda algodón Philadelphia Coolmax

Talla	Contorno del cuello	Referencia
Bebé	15 - 20cm	PHP-LCI
Pediátrico	20 - 28cm	PHP-LCP
XS	< 25cm	PHP-LCXS
S	25 - 33cm	PHP-LCS
M	33 - 41cm	PHP-LCM
L	41 - 48cm	PHP-LCL
XL	48cm >	PHP-LCX

Descuento por cantidad

Cantidad	Descuento
20	15%
50	25%
75	35%