

Extensión torácica Miami JTO

La extensión torácica Miami JTO se ha diseñado en conjunción con algunos de los mejores cirujanos vertebrales, ortésicos y enfermeros. La ortesis se utiliza exclusivamente con cualquiera de los collarines Miami J cuando se necesita una estabilidad aún mayor de las uniones cervicales.



INDICACIONES DE USO

Alteraciones de la zona cervical inferior

- Inestabilidades de primer nivel
- Fractura aislada compartimental
- Fractura de la masa lateral
- Fractura de proceso espinal

Alteraciones de la zona cervical superior

- Para una mayor estabilidad que con el collarín solo
- Fracturas de Jefferson o Hangman estables
- Fractura del odontoides de tipo I

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Proporciona más control de lo que un collarín por sí solo puede proporcionar.

Dispositivo innovador diseñado para tratar las lesiones cervicales y del tórax superior.

Diseño patentado con trasera flotante que permite la máxima inmovilización sin el riesgo de movimiento compensatorio.

Encaje y desencaje sin herramientas.

Almohadillas de Sorbatex antibacterianas y clínicamente probadas para inhibir el crecimiento microbiano, que mejoran la comodidad y ayudan a que el cliente cumpla la terapia.

MEDIDAS NECESARIAS

Universal, talla única



Extensión torácica Miami JTO

Información del número de pieza

Extensión torácica Miami JTO

Descripción	Referencia
Miami JTO	MT-900
Miami JTO con almohadillas de repuesto	MTR-900

Compatible con todas las tallas de Miami J® y Miami Jr®

Accesorios y opciones

Descripción	Referencia
Almohadillas de repuesto extra	MTP-950