

NecLoc® Infantil



INDICACIONES DE USO

Tras traumatismos

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Diseño de concha de dos piezas ergonómico y cincha de retención para garantizar una flexión segura durante la colocación.

Tres tallas de acuerdo con el sistema de codificación por colores de Broselow-Luten para garantizar una inmovilización óptima de la tráquea y la zona cervical.

Manipulación mínima del paciente para su colocación en niños.

Satisface las necesidades anatómicas en evolución, únicas de los niños.

Transparente para rayos X, TC e IRM.

MEDIDAS NECESARIAS

Edad

Información del número de pieza

NecLoc Infantil

Talla	Referencia
0 - 2 años	NL-P1
2 - 6 años	NL-P2
6 - 12 años	NL-P3